

超音波音圧計(ウルトラソニックメーター)

Ultrasonic Cleaning

USM-015

さまざまな要因で変化する超音波洗浄槽内の音圧を相対評価可能



■製品の特長

- 見やすいデジタル表示(バーグラフ付)
- 測定値のオートレンジ機能
- バッテリー駆動のハンディタイプ
- バッテリーアラーム
- 測定可能周波数：10kHz～2MHz

■仕様

型 式	USM-015
測定周波数	10kHz～2MHz
電源	バッテリー(単3電池×4本)
消費電力	1.2W
本体外形寸法	幅95×奥行46×高さ158mm ^{※1}
センサー全長	450mm(ケーブル1.5m)
重量	本体：410g(電池込み) センサー(SUS316)：260g
測定種類	絶対値(プローブ検出電圧：相対値 ^{※2})
価 格	¥250,000

※1 コネクタやスイッチなどの突起物を除いた寸法

※2 プローブ検出電圧の測定のため絶対音圧値の測定はできません

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

卓上型超音波洗浄器

Ultrasonic Washers

DHA-1000-6J/B-42JH-2

大容量タイプ

DHA-1000-6J



38ℓの大容量タイプ。大型部品やコンポーネント部品を分解せずに洗浄することができます。ヒータは標準装備です。

■仕様

商品コード	291329
型 式	DHA-1000-6J
周波数	44kHz
超音波	210W
ヒータ	770W
タンク容量	38ℓ
洗浄槽寸法	幅410×奥行360×高さ255mm
外形寸法	幅482×奥行430×高さ505mm
重量	22kg
価 格	¥550,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

ピペット洗浄用

B-42JH-2



槽内寸法500×135mmの長方形タイプB-42JH-2は、ピペットのような細長い部品の洗浄に最適です。ヒータは標準装備です。

■仕様

商品コード	291314
型 式	B-42JH-2
周波数	44kHz
超音波	180W
ヒータ	140W
タンク容量	8.5ℓ
洗浄槽寸法	幅500×奥行135×高さ152mm
外形寸法	幅520×奥行160×高さ275mm
重量	10.9kg
価 格	¥225,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。