

# 防爆冷蔵庫・防爆冷凍庫

Explosion-proof Refrigerator-Freezers

EP



EP-180型

EP-570型

## 有機溶媒等の可燃性物質を冷凍・冷蔵保存

防爆性能fd2G4・防爆性能fdi2G4〈厚生労働省規格〉(社)産業安全技術協会検定合格品

- 危険場所のうち、1種場所と2種場所で使用可能。
- 庫内に電気火花を発生する部分はなく、庫外でも電気火花を発生する部分はすべて防爆化。
- EP-570はデジタル温調器、ノンフロン冷媒を採用。
- 冷媒回路は内圧防爆構造、制御回路は耐圧防爆構造です。

### ■本体仕様

商品コード	261023	261024	300000
型 式	EP-180	EP-400	EP-570
価 格	¥750,000	¥980,000	¥1,690,000 (2015.7頃にモデルチェンジ)

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

# 庫内防爆冷蔵庫・冷凍冷蔵庫(ノンフロン)

Explosion-proof Refrigerators

LKEXV-1800/5400・CT-3316



LKEXV-1800型

CT-3316型

## 実験室・研究室における可燃性ガス・液体の少量保管用

- 庫内には、貯蔵物から可燃性ガスが発生しても、電気火花またはアークを発生する部分はありません(庫内防爆仕様)。
- 棚は貯蔵物を静置できるフラットガラス。
- ヨーロッパのATEX指令に基づき、「爆発等級“n”」(無火花機器)として、公的認定機関より認定された製品。
- ※当製品は庫内のみが防爆化された製品のため、必ず非危険場所でご利用ください。

### ■仕様

商品コード	300000	300000	261029
型 式	LKEXV-1800	LKEXV-5400	CT-3316
種別	冷蔵庫	冷蔵庫	冷凍室(上扉) 冷蔵室(下扉)
冷却性能	+2~+15℃		-15℃以下 +2~+9℃
内容積	約180ℓ	約554ℓ	約76ℓ 約236ℓ
外形寸法	幅600×奥行595+43×高さ860mm	幅750×奥行740+50×高さ1,640mm	幅600+25×奥行630×高さ1,750mm
冷媒	R-600a (HCノンフロン)		
電源	単相100V 50/60Hz 15A		
価 格	¥240,000	¥420,000	¥440,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

# バイオフィリーザー

Freezer, Extra-Low Temperature

VT-78/208



VT-78型

VT-208型

## パーソナルユースの超低温槽

- 省スペースにて設置が可能。
- 低価格、低消費電力、静音化を実現。
- 煩わしいフィルター清掃をカット。
- 環境重視のため、オゾン層をまったく破壊しないHFC対応の冷媒を使用。

### ■仕様

商品コード	261033	261034
型 式	VT-78	VT-208
冷却性能	-80℃/常用-60~-80℃	
内容積	約70ℓ	約180ℓ
外形寸法	幅555×奥行555+85×高さ885mm	幅925×奥行605+85×高さ845mm
内寸法	幅385×奥行385×高さ470(有効H425)mm	幅755×奥行435×高さ650(有効H605)mm
重さ	45kg	64kg
冷媒	特殊混合冷媒(規制外フロンHFC対応)	
電源	単相100V 50/60Hz 15A	
価 格	¥480,000	¥580,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。