

SINCE 1889



フルテフロンポンプ キャンペーン



KNF創立70周年記念

超長寿命

KNFのポンプは約束を守ります。

3年保証

(要ユーザ登録)

- 酸性ガス、有機溶媒など腐食性ガスに対応
- ストラクチャーダイアフラム(特許取得)による長寿命を実現
- 小型・軽量・低振動・静寂性
- 100% オイルフリー、コンタミフリー、メンテナンスフリー(消耗品除く)
- CE マーク、RoHS 指令、REACH 指令 適合



品名/型式	ポンプヘッド	ダイアフラム	排気速度/到達真空度	小売価格	キャンペーン価格
耐食型ダイアフラム式真空ポンプ N810.3FT.18 057500/027166	PTFE	PTFE コーティング	排気速度: 10L/min 到達真空度: 8mbar	¥177,000 ¥191,160(税込み)	¥162,963 ¥176,000(税込み)
耐食型ダイアフラム式真空ポンプ N820.3FT.18 057501/027169	PTFE	PTFE コーティング	排気速度: 20L/min 到達真空度: 8mbar	¥214,000 ¥231,120(税込み)	¥184,259 ¥199,000(税込み)
耐食型ダイアフラム式真空ポンプ N840.3FT.18 057502/027172	PTFE	PTFE コーティング	排気速度: 34L/min 到達真空度: 8mbar	¥307,000 ¥331,560(税込み)	¥255,556 ¥276,000(税込み)

製造元: 株式会社 ケー・エヌ・エフ・ジャパン

SINCE 1889



ヤマト科学株式会社

本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1
お客様総合サービスセンター 0120-405-525

<E-mail>info@yamato-net.co.jp



www.yamato-net.co.jp

●営業・サービス拠点

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 札幌 (011)707-0371 | 東京北 (03)5939-4761 | 静岡 (054)288-9025 |
| 仙台 (022)298-3781 | 東京西 (042)352-3211 | 名古屋 (052)202-3051 |
| 筑波 (029)852-3411 | 川崎 (044)540-3751 | 京滋 (075)646-5671 |
| 北関東 (048)642-2569 | 横浜 (045)828-1631 | 関西 (06)6101-3112 |
| 千葉 (043)241-7085 | 厚木 (046)224-6911 | 広島 (082)221-0921 |
| 東京 (03)5639-7071 | 長野 (026)291-6001 | 福岡 (092)263-7550 |

お問い合わせ