

MS-TS/ML-Tシリーズ 天びん

2021年スペシャルオファー

シンプルな計量から様々な計量アプリケーションの要求に対応したメトラ・トレドのミドルクラスの天びん、MS-TS/ML-Tシリーズ。ユーザー管理やネットワーク経由のデータ管理で計量作業の効率化を考えるチャンスです。



- 対象機種：MS-TSシリーズ、ML-Tシリーズ 天びん
- キャンペーン期間：2021年11月15日～2022年2月18日（ご注文分）

	品番	型式名	ひょう量	最小表示	通常価格	キャンペーン価格
MS-TSシリーズ	30133522	MS104TS/00	120g	0.1mg	¥348,000	¥278,400
	30133523	MS204TS/00	220g	0.1mg	¥387,000	¥309,600
	30133524	MS304TS/00	320g	0.1mg	¥427,000	¥341,600
	30133525	MS303TS/00	320g	1mg	¥258,700	¥206,960
	30133526	MS403TS/00	420g	1mg	¥286,000	¥228,800
	30133527	MS603TS/00	620g	1mg	¥336,500	¥269,200
	30133528	MS1003TS/00	1020g	1mg	¥387,000	¥309,600
	30133529	MS1602TS/00	1620g	0.01g	¥233,400	¥186,720
	30133530	MS3002TS/00	3200g	0.01g	¥258,700	¥206,960
	30133531	MS4002TS/00	4200g	0.01g	¥286,000	¥228,800
	30133532	MS4002TS DR/00	820g/4200g	0.01g/0.1g	¥256,600	¥205,280
	30133533	MS6002TS/00	6200g	0.01g	¥336,500	¥269,200
	30133534	MS6002TS DR/00	1220g/6200g	0.01g/0.1g	¥302,800	¥242,240
	30133535	MS12002TS/00	12200g	0.01g	¥399,500	¥319,600
	30133536	MS8001TS/00	8200g	0.1g	¥220,900	¥176,720
ML-Tシリーズ	30243391	ML54T/00	52g	0.1mg	¥246,000	¥196,800
	30243394	ML104T/00	120g	0.1mg	¥280,000	¥224,000
	30243397	ML204T/00	220g	0.1mg	¥311,000	¥248,800
	30243400	ML304T/00	320g	0.1mg	¥342,000	¥273,600
	30243403	ML203T/00	220g	1mg	¥184,000	¥147,200
	30243406	ML303T/00	320g	1mg	¥203,000	¥162,400
	30243409	ML503T/00	520g	1mg	¥262,900	¥210,320
	30243412	ML802T/00	820g	0.01g	¥163,100	¥130,480
	30243415	ML1602T/00	1620g	0.01g	¥184,000	¥147,200
	30243418	ML3002T/00	3200g	0.01g	¥203,000	¥162,400
	30243421	ML4002T/00	4200g	0.01g	¥224,000	¥179,200
	30243424	ML6002T/00	6200g	0.01g	¥262,900	¥210,320
	30243427	ML3001T/00	3200g	0.1g	¥163,100	¥130,480
	30243430	ML6001T/00	6200g	0.1g	¥179,800	¥143,840

■ MS-TS/ML-T 他社とは違う一つ上の機能



ネットワーク対応

有線 LAN を標準装備。オプションの無線ドングル「MTICWD-100」を使えば、無線 LAN や Bluetooth にも対応できます。



ユーザーマネージメント機能

2グループ、最大10名のユーザーを登録することができます。権限を定義することで、設定を保護します。



XML

データ出力の多様化

プリンタへの印刷だけではなく、USBメモリやFTPサーバへXML形式のデータを出力できます。

■ MS-TS と ML-T シリーズの主な違い

	MS-TS	ML-T
PDFエクスポート	○	×
質量差測定 (アプリケーション)	○	×
ハウジング	フルメタル	メタルベースのコンパクト設計 バッテリー動作可
操作パネル	7インチのタッチスクリーン	4.5インチのタッチスクリーン
ユーザーマネージメント (機能)	4 グループ、最大 20 名のユーザー	2 グループ、最大 10 名のユーザー

■ データ管理ソフトウェア「EasyDirect Balance」

EasyDirect Balance は天びんで計量した結果や天びんの状態を管理するソフトウェアです。

- ・ 計量結果、点検／調整結果を SQL サーバに自動で保存
- ・ 計量結果を日付や機器ごとなど、条件を絞って表示
- ・ 結果を許容公差や統計など経時的に表示
- ・ PDF 形式でレポート作成、様々な形式 (XML, CSV, XLSX, PDF) でのデータ出力



品番	製品名	価格
30539323	EasyDirect Balance 3台ライセンス	¥76,600
30540473	EasyDirect Balance 10台ライセンス	¥214,400

キャンペーンの適用については、下記販売代理店へお問い合わせください

- ※ 掲載の金額は 2021 年 11 月現在の物になります。価格は予告なく変更になることがありますのでご了承ください。
- ※ 本キャンペーンは下記販売代理店での購入に限り適用となります。

www.mt.com

メトラー・トレド株式会社 ラボテック事業部
TEL:03-5815-5515

代理店名

●価格に消費税は含まれておりません
©11/2021 Mettler-Toledo K.K.,