

過去最大のセール！35周年キャンペーン

NEW

キャンペーン期間
2018年6月25日～
2019年3月末まで

耐薬品性+防爆性を備えた新型

- ◆ヨーロッパ防爆規格 (ATEX) に準拠、ATEX II 2G IIB+H2 T3X
- ◆都市ガス、水素、航空燃料などの可燃性ガスをラボ内にて吸引可能
- ◆ストラクチャーダイアフラム(特許取得)による長寿命を実現
- ◆100%オイルフリー、コンタミフリー、メンテナンスフリー(消耗品除く)
- ◆CEマーク、RoHS指令、REACH指令 適合



超長寿命

3年保証

KNFのポンプは安全・安心です。

品名/型式	ポンプヘッド	ダイアフラム	排気速度/到達真空度	小売価格	キャンペーン価格
耐食型ダイアフラム式真空ポンプ N810.3FT.18(Ex) 309575/027166	PTFE	PTFE コーティング	排気速度: 10L/min 到達真空度: 8mbar	¥177,000	¥162,037 ¥175,000(税込み)
耐食型ダイアフラム式真空ポンプ N820.3FT.18(Ex) 309577/027169	PTFE	PTFE コーティング	排気速度: 20L/min 到達真空度: 8mbar	¥214,000	¥179,630 ¥194,000(税込み)
耐食型ダイアフラム式真空ポンプ N840.3FT.18(Ex) 309579/027172	PTFE	PTFE コーティング	排気速度: 34L/min 到達真空度: 8mbar	¥307,000	¥199,900 ¥215,892(税込み)

約35%OFF!

株式会社 ケー・エヌ・エフ・ジャパン
〒104-0033 東京都中央区新川1-16-14
アクロス新川ビル アネックス3F
TEL:03-3551-7931 FAX:03-3551-7932
E-mail: info@knf.co.jp
URL:www.knf.co.jp

お問い合わせ