

SINCE 1889



業界初!環境に優しい!

RCFフリー電気炉・マッフル炉

新規・更新・買換 キャンペーン!

期間:2021年10月ご注文分~2022年4月弊社出荷分まで

厳選
13種

概要

RCFフリー電気炉・マッフル炉が、今だけ本体価格より**30%オフ!!**

対象

特定化学物質 リフラクトリーセラミックファイバ*¹を
一切使用していない RCFフリーの新シリーズ

*1 RCF(リフラクトリーセラミックファイバ)

2015年11月、労働安全衛生法によって特定化学物質の管理第2類物質に追加されました。
また国際がん研究機関(IARC)では2B(ヒトに対する発がん性が疑われる)に分類されています。



キャンペーン対象製品は下記の厳選13機種です。

電気炉

厳選9型式が30%オフ

型式	商品コード	本体価格(税抜)	キャンペーン特価(税抜)
FO101	214136	¥340,000 ▶	¥238,000
FO201	212137	¥360,000 ▶	¥252,000
FO301	214138	¥420,000 ▶	¥294,000
FO311	214139	¥420,000 ▶	¥294,000
FO411	214140	¥440,000 ▶	¥308,000
FO511	214141	¥460,000 ▶	¥322,000
FO611	214142	¥570,000 ▶	¥399,000
FO711	214143	¥600,000 ▶	¥420,000
FO811	214144	¥650,000 ▶	¥455,000



マッフル炉

厳選4型式が30%オフ

型式	商品コード	本体価格(税抜)	キャンペーン特価(税抜)
FP103	214145	¥440,000 ▶	¥308,000
FP303	214146	¥580,000 ▶	¥406,000
FP313	214147	¥580,000 ▶	¥406,000
FP413	214148	¥650,000 ▶	¥455,000



●各製品の詳細は裏面の仕様やHPをご利用ください。

本キャンペーンの詳細につきましては、お近くの販売店にご確認ください。

ヤマト科学株式会社

Campaign Line up

キャンペーン対象製品のご紹介



電気炉



温度制御範囲:100~1150℃

FOシリーズについて詳しくはこちら▶



型式	商品コード	内容積	内寸法(幅×奥行×高さ)	外寸法(幅×奥行×高さ)	電源容量	重さ
FO101	214136	1.5L	100×150×105mm	346×405×517mm	AC100V 11A	24kg
FO201	214137	3.75L	100×250×155mm	346×505×567mm	AC100V 16A	30kg
FO301	214138	7.5L	200×250×155mm	446×505×567mm	AC100V 21A	37kg
FO311	214139	7.5L	200×250×155mm	446×505×567mm	単相 AC200V 11A	37kg
FO411	214140	9L	200×300×155mm	446×554×567mm	単相 AC200V 12A	38kg
FO511	214141	11.3L	300×250×155mm	507×504×627mm	単相 AC200V 13.5A	44kg
FO611	214142	17.5L	250×350×205mm	507×604×677mm	単相 AC200V 16A	52kg
FO711	214143	23.6L	270×350×255mm	507×605×727mm	単相 AC200V 18.5A	58kg
FO811	214144	30L	300×400×255mm	507×655×727mm	単相 AC200V 21A	62kg

マッフル炉



温度制御範囲:100~1150℃

FPシリーズについて詳しくはこちら▶



型式	商品コード	内容積	内寸法(幅×奥行×高さ)	外寸法(幅×奥行×高さ)	電源容量	重さ
FP103	214145	1.5L	100×150×100mm	376×404×515mm	AC100V 11.5A	29kg
FP303	214146	7.5L	200×250×150mm	446×504×565mm	AC100V 24.5A	43kg
FP313	214147	7.5L	200×250×150mm	446×504×565mm	単相 AC200V 12.5A	43kg
FP413	214148	11.3L	300×250×150mm	506×504×625mm	単相 AC200V 16.5A	51kg

更に保証延長サービス実施中!

WEB登録により通常1年の保証期間を2年に延長しております。(納入後3か月以内に登録をお願いいたします)

2年間保証
弊社ホームページ上でお客様登録いただけますと**通常1年の無償保証が2年間**となります。

Q&A

Q 保証延長登録はどのようにするのでしょうか?

製品付属の保証書に記載のあるアドレスまたはQRコードより保証書登録専用ページにアクセス頂き、シリアル番号やお客様情報を納品後3か月以内にご登録ください。

RCF含有品の廃棄に関するご質問/お見積り等、お気軽にご相談ください!



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。
- 記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889

科学技術の進歩・発展のために



ヤマト科学株式会社

本社: 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

●お客様総合サービスセンター

www.yamato-net.co.jp

☎ **0120-405-525** 携帯電話からは **0570-064-525**

【受付時間】9:00~12:00、13:00~17:00 ※土・日・祝日・振替休日を除く

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 北関東 (048)642-2569 東京西 (042)352-3211 長野 (026)291-6001 京 滋 (075)646-5671
 仙台 (022)216-5701 千葉 (043)241-7085 川 崎 (044)540-3751 静岡 (054)288-9025 関 西 (06)6101-3112
 前 橋 (027)280-4650 東京 (03)5548-7126 横 浜 (045)828-1631 名古屋 (052)202-3051 広 島 (082)221-0921
 筑 波 (029)852-3411 東京北 (03)5939-4761 厚 木 (046)224-6911 北 陸 (076)443-8603 福 岡 (092)263-7550

<海外拠点>

サンフランシスコ 広 州
 重 慶 西 安
 上 海 東 莞
 北 京 ケルン

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

このカタログの記載内容は2021年10月現在のものです。

●お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No:202110LT(1)P

